

Dispositivi per medicazione e disinfezione in 3 lotti

Lotto	Descrizione	Misure (+/- 10%)	Fabb. Triennale	Campioni	Unità di misura
1 CIG: ZE623AD921	Soluzione detergente a base di Propilbetaina 0,1% e Poliesanide 0,1% indicata per la detersione e l'irrigazione delle lesioni da pressione, vascolari e diabetiche, indicata per la rimozione del Biofilm batterico, non citotossico, non istolesivo. Certificazione di stabilità del prodotto dopo l'apertura non inferiore a 8 settimane.	Flacone da 350 ml	750	2	pezzo
2 CIG: ZF223AD96C	Soluzione salina sterile per la detersione e l'irrigazione delle lesioni cutanee	bomb. Spray da 250 ml	1500	2	
3 CIG: Z9923AD9F2	Gel detergente a base di Propilbetaina e Poliesanide indicato per il trattamento delle lesioni croniche cavitare e delle ustioni di 1° e 2° stadio, indicato anche per l'idratazione, il debridement e la rimozione del Biofilm batterico. Si richiede confezionamento in tubo a scelta	50 g	210	2	