

CHIARIMENTI

Procedura in economia per l'acquisto di prodotti per elettroforesi delle proteine sieriche ed urinarie, isoelettrofocusing ed esami di approfondimento, PROT. 3989/D.A. del 16/11/2009

Con riferimento alla procedura in oggetto, si precisa quanto segue:

- 1) Si preferiscono sistemi che non prevedono il pretrattamento dei campioni d'urina, per evitare sprechi di tempo e di personale;
- 2) La nostra media giornaliera di esami elettroforesici è di circa 26 campioni. Si preferiscono campioni per gel in un numero di 30 circa;
- 3) E' possibile offrire differenti tipologie di strumentazioni, purchè lavorino come un sistema integrato e siano adeguati alle richieste del Capitolato Tecnico di gara in termini di efficienza e funzionalità;
- 4) La cadenza oraria richiesta per l'esecuzione delle analisi di sieroproteine è di almeno 60 elettroforesi in un'ora.